

P. O. : _____ **Date :** _____ **N° client :** _____

Nom du client : _____ Expédier à : _____
 Adresse : _____ Adresse : _____
 Tél. : _____ Tél. : _____
 Responsable : _____ Responsable : _____
 Courriel : _____ Étiquetage : _____



Caractéristiques standard	
· Siège inclin. à toutes les positions jusqu'à 14° (post.)	· Capacité de 800 livres
· Siège inclin. à toutes les positions jusqu'à 8° (ant.)	· Dossier moulant
· Dossier allongeable à toutes les positions, 65°	· Appui-bras pivotants amovibles
· Structure en acier inoxydable recouverte de peinture	· Comfort Tension Seating®
· 4 x roulettes 6" en acier inox., autobloquantes à toutes positions (avant et arrière)	
· 2 x roues 8" avec bouton pour frein d'urgence (milieu)	

Fauteuil bariatrique de douche et d'aisance Revive - Modèle : B385 Prix suggéré : 7,537.69 \$

Poids configuré en usine (choisir un)

Configuration du Cylindre	Poids de l'occupant Suggéré	Force de levage du cylindre	
2 x 300N	<input type="radio"/> 100-350 lbs.	135 lbs.	N/C
2 x 600N	<input type="radio"/> 350-500 lbs.	270 lbs.	N/C
2 x 800N	<input type="radio"/> 500-650 lbs.	360 lbs.	N/C
2 x 300N + 2 x 600N	<input type="radio"/> 650-800 lbs.	405 lbs.	N/C

Options pour siège et dossier			
Largeur du siège :	<input checked="" type="radio"/> 27" (33" avec appui-bras ajustables en largeur)	incl.	Prof. du siège :
Hauteur du siège :	<input type="radio"/> 21" <input type="radio"/> 23"	incl.	<input type="radio"/> 21" <input type="radio"/> 23"
			Longueur du dossier :
			<input checked="" type="radio"/> 26" Standard

Options pour roues	
<input checked="" type="radio"/> Roulettes 6" en acier inox., autobloquantes à toutes positions (avant et arrière) et roues 8" avec bouton pour frein d'urgence (mili)	Standard

Options pour siège (choisir un)		Options pour bassin et panier	
<input type="radio"/> Siège d'aisance coussiné	Standard	<input checked="" type="radio"/> Bassin avec panier	Standard
<input type="radio"/> Siège de transport coussiné	incl.		

Options d'accoudoirs et appui-bras	
Options d'appui-bras :	<input checked="" type="radio"/> Appui-bras moelleux Standard
Options d'accoudoirs :	<input type="radio"/> Ajustable selon la largeur du siège (ajustable jusqu'à 33") Standard

Options pour appui-tête et supports latéraux	
Appui-tête:	<input type="radio"/> Moulé avec décalage de 2" Standard

Couleur de la ceinture				
Ceinture :	<input type="radio"/> Gris	<input type="radio"/> Bleu	<input type="radio"/> Vert	incl.

Accessoires courants	
Supports latéraux :	<input type="radio"/> Panneaux latéraux moulés (paire) 92.00 \$
Ceinture de sécurité:	<input type="radio"/> Ceinture de sécurité (boucle sur le côté) (large) 61.34 \$

Options supplémentaires : _____

Directives de livraison ou demandes particulières : _____

Total : \$

Services accessoires: Tous ces services, moyennant un supplément, sont disponibles pour répondre aux besoins de livraison des clients de Broda et/ou aux besoins du lieu de livraison final d'un envoi. **Afin de garantir une livraison sans faille de chaque commande**

Broda, tous les services accessoires nécessaires à la livraison sont demandés lorsqu'une commande est soumise à

Service de barrière élévatrice: La livraison est effectuée à l'aide d'une remorque à barrière élévatrice qui déplace l'envoi du niveau

Service de livraison résidentielle: Livraison à un lieu résidentiel

Notification avant la livraison: Le transporteur demande au destinataire d'être contacté AVANT la livraison de l'envoi.

Service de livraison à l'intérieur: Déplacement de l'envoi au-delà de la position de déchargement, c'est-à-dire plus près d'une porte,

Service à accès limité: Lieux de livraison qui ne sont pas ouverts au public, pendant les heures normales d'ouverture. Du lundi au

La livraison accélérée est disponible sur demande du client au moment de la commande. Elle est facturée par commande et dépend du lieu de livraison et du niveau de service.