

P. O. : _____

Date : _____

N° client : _____

Nom du client : _____

Expédier à : _____

Adresse : _____

Adresse : _____

Tél. : _____

Tél. : _____

Responsable : _____

Responsable : _____

Courriel : _____

Étiquetage : _____



(illustré avec accessoires en option)

Caractéristiques standard	
• Capacité de 250 lb (berçant)	• Mécanisme berçant
• Capacité de 350 lb (non berçant)	• Fixations pour siège
• Structure tubulaire en acier peinte par pulvérisation	
• Hauteur du siège réglable	• 2 x Roues avant mag 20", autobloquantes
• Accoudoirs à hauteur réglable	• 2 x Roulettes 5", autobloquantes toutes posit.
• Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 40° (non berçant)	
• Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 33° (berçant)	

Fauteuil de marche Encore® - Modél : 48 V4 Prix suggéré : 3,890.89 \$

WC19 Ensemble de véhicules équipés de dispositifs d'arrimage pour le transport* 416.82 \$

*Installé en usine seulement, poids maximal des occupants de 300 lb. Disponible jusqu'à une largeur de siège de 24 po, à moins d'être sélectionné avec l'ensemble robuste. □

Ensemble robuste** - installé en usine seulement, augmente le poids maximal des occupants à 500 lb. 550.00 \$

** Disponible uniquement dans les largeurs de siège 22"-28". Non disponible avec le mécanisme berçant. Roulettes avant en aluminium non disponibles. Style de suspension de siège sous-montage uniquement avec des appui-pieds réglables en angle (F-SW-ANGLE) uniquement avec des tiges et des supports de selle. Si combiné avec l'ensemble WC19, seules les roues magiques sont disponibles (20", 22" à l'avant ou 14" à l'arrière avec roues pivotantes jumelées à l'avant).

Options pour siège et dossier			
Mécanisme	<input type="radio"/> Sans Mécanisme (269.14 \$)	Profondeur	<input type="radio"/> 17" Standard
Berçant	<input type="radio"/> Berçant	du siège :	<input type="radio"/> 18,5" incl.
Largeur	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" incl.		<input type="radio"/> 20" 116.54 \$
du siège :	<input type="radio"/> 22" 484.53 \$	Hauteur	<input type="radio"/> 32" Standard
Non berçant	<input type="radio"/> 24" <input type="radio"/> 26" 1,097.84 \$	du dossier	<input type="radio"/> 33,5" 116.54 \$
seulement	<input type="radio"/> 28" 1,097.84 \$	(standard) :	<input type="radio"/> 35" 116.54 \$
Hauteur du sié	<input type="radio"/> 15" Standard	Hauteur	<input type="radio"/> 22" (ne comprend pas (490.65 \$)
Berçant	<input type="radio"/> 14" <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 17" incl.	du dossier	les coussins pour la tête et les épaules)
	<input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 19" incl.	(bas) :	Appui-tête en option - voir page 2
Non berçant	<input type="radio"/> 12,5" <input type="radio"/> 13,5" <input type="radio"/> 14,5" incl.		
	<input type="radio"/> 15,5" <input type="radio"/> 16,5" <input type="radio"/> 17,5" incl.		
Roues avant		Options pour roues	
<input type="radio"/> Roues mags 20"	incl.	<input type="radio"/> Roulettes 5", autobloquantes toutes posit.	incl.
<input type="radio"/> Roues mags 22"	incl.	<input type="radio"/> Roulettes 5" en aluminium, non bloquantes	233.06 \$
		(offertes avec les roues mags seulement)	
<input type="radio"/> Roulettes 5", autobloquantes toutes posit.	incl.	<input type="radio"/> Roues mags 14"	incl.
<input type="radio"/> Roulettes 5", autobloquantes toutes posit.	incl.	<input type="radio"/> Roulettes 5", fixes	(644.28 \$)
<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire)	78.50 \$	<input type="radio"/> Verrous de roue à montage frontal - paire	incl.

Options d'accoudoirs et appui-bras						
Options d'app.-bras	<input type="radio"/> Appui-bras moelleux	Standard	Options d'accoud.	<input type="radio"/> Accoudoirs à hauteur réglable	Standard	
	<input type="radio"/> Appui-bras gouttières (ch.)	159.46 \$		<input type="radio"/> Hauteur et prof. ajustables (pair)	159.46 \$	
	<input type="radio"/> Appui-bras rabattables et rembourrés	142.05 \$		Fixation : <input checked="" type="radio"/> Accoudoirs montés sur base	Standard	
	<input type="radio"/> Appui-bras coussinés (paire)	92.00 \$				
Couleurs						
Ceinture :	<input checked="" type="radio"/> Noir	Standard	Structure :	incl.		
			<input type="radio"/> Tungsten Sand	<input type="radio"/> Bronze	<input type="radio"/> Deep Orange	
			<input type="radio"/> Carmine Red	<input type="radio"/> Ocean Blue	<input type="radio"/> Passion Pink	
			<input type="radio"/> Satin Nickel	<input type="radio"/> Black	<input type="radio"/> Royal Purple	
Options de style de rembourrage						
Couleur d'accent polyuréthane:	<input type="radio"/> Interlace Indigo***	<input type="radio"/> Interlace Espresso***	<input type="radio"/> Interlace Graphite***			
	<input type="radio"/> Modena Black					
Polyuréthane	<input type="radio"/> Beeline Portobello	<input type="radio"/> Kaleidoscope Smokehouse	<input type="radio"/> Beeline Forge	<input type="radio"/> Beeline Geysir	incl.	
<small>**Les couleurs sont livrées avec siège et dossier coussinés en vinyle noir. ***Indigo, Espresso et Graphite offertes avec siège et dossier de même couleur.</small>						
Coussins - Choisir option 1, 2, ou 3						
<input type="radio"/> Option 1 - Coussins Broda traditionnels					incl.	
Coussins BRODA :						
Comprend : Appui-tête, coussins pour épaules avec butées latérales, coussins latéraux inf., siège et dossier coussinés avec housses						
Housse pour siège et dossier :	<input type="radio"/> Vinyle noir				Standard	
	<input type="radio"/> Couleur d'accent	***option avec indigo, espresso et graphite seul.			incl.	
	(Choisir vinyle noir OU vinyle de couleur d'accent dans les options ci-haut)					
	<input type="radio"/> Housse complète en vinyle pour siège et dossier				116.54 \$	
	(Choisir vinyle noir OU vinyle de couleur d'accent dans les options ci-haut)					
	<input type="radio"/> Ratine grise	<input type="radio"/> Startex				incl.
Coussins pour épaules :	<input type="radio"/> Standard - petit				incl.	
	<input type="radio"/> Standard - long				159.46 \$	
Substitutions Facultatives Disponibles Entre Les Composants APP et SPP						
<input type="radio"/> Option 2 - Broda APP (ensemble de positionnement)						
Coussins BRODA APP : Siège coussiné, support dorsal et appui-tête (coussins pour tête et épaules non compris avec le modèle à dossier bas), coussins pour épaules V4 APP et coussins latéraux inférieurs						
Largeur du siège :	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	Prof. du siège :	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 21" 462.44 \$	
	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"			<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 21" 706.54 \$	
	<input type="radio"/> 26"	<input type="radio"/> 28"			<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 21" 836.56 \$	
<input type="radio"/> Option 3 - Coussins Broda SPP (Slim Posture Padding)						
Options Broda SPP : coussins pour siège, dossier et extension de dossier						
Largeur du siège :	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	Profondeur du siège :	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20" \$211.98	
	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"			<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20" \$233.42	
	<input type="radio"/> 26"				<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20" \$262.00	
Dossier :	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	Extension dossier	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" \$125.05	
Hauteur 13"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"		Hauteur 12"	<input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24" \$135.76	
	<input type="radio"/> 26"				<input type="radio"/> 26" \$147.67	

Appui-tête Matrix® (pour modèle à dossier bas seulement)

Fixation :	<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan - Requis pour l'installation			285.00 \$
	<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan Flipp - Requis pour l'installation			715.00 \$
	<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Loxx - Requis pour l'installation			275.00 \$
	<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Loxx Flipp - Requis pour l'installation			705.00 \$
Options :	<input type="radio"/> Coussin Elan standard avec housse standard	<input type="radio"/> 10"	<input type="radio"/> 14"	331.70 \$
	<input type="radio"/> Coussin Hug	<input type="radio"/> 10"	<input type="radio"/> 14"	331.70 \$
	<input type="radio"/> Coussin Elan 4 points	<input type="radio"/> 9" x 7"	<input type="radio"/> 11" x 10"	\$479.36
	<input type="radio"/> Bandeau Elan avec coussin 4 points	<input type="radio"/> Petit	<input type="radio"/> Large	\$652.70



1 étape

Choisir un type de fixation

Tige et selle

<input type="radio"/> SM-HANGER-48V4-IKN (paire) incl.	<input type="radio"/> SM-HANGER-48V4-PIN (paire) moins* incl.
	<i>*Non offert avec les sièges de 16" de largeur en raison du chevauchement des appui-pieds.</i>

Choisir un emplacement d'assemblage du appui-jambe

<input type="radio"/> Appui-jambes montés sur le cadre du siège* N/C	<input type="radio"/> Appui-jambes montés sous le cadre du siège** N/C
<i>*Non disponible sur la version berçant avec une profondeur de siège de 17".</i>	<i>**Améliore la facilité du mécanisme berçant</i>
<i>*Non disponible sur la version non berçant lorsque l'on choisit une hauteur de surface du siège de 12,5" avec un support de jambe de type "tige et selle".</i>	
Sur le cadre du siège	Sous le cadre du siège
	

1 étape

Choix de repose-pieds

Embout et selle

<input type="radio"/> F-SW-IKN Escamotable 1 étape (paire)	128.80 \$	<input type="radio"/> F-SW Repose-pieds escamotables (noir) (paire)	196.27 \$
<input type="radio"/> F-SW-ELV-IKN Élévateurs escamotables argent avec repose-pieds à angle ajustable (paire)	533.58 \$	<input type="radio"/> F-SW-ELV Repose-pieds élévateurs escamotables (noir) (paire)	257.59 \$
<input type="radio"/> F-SW-IKN-ADJ Escamotable avec repose-pieds ajustables (noir) (paire)	239.37 \$	<input type="radio"/> F-SW-ANGLE Appui-jambes pivotant à 70 degrés avec repose-pieds à angle réglable – Noir	\$300.52
		<input type="radio"/> LEG-FOOT-ENCORE Panneau repose-pieds/repc	275.99 \$
		<input type="radio"/> LEGPANEL-ENCORE Coussin pour repose-jamb	92.00 \$
<input type="radio"/> Tubes de repose-pieds rallongés de 2" - Compatible uniquement avec le F-SW-IKN et le F-SW-IKN-ADJ			\$71.45
Pédale Encore avec crochets montés sur le siège		Compatible avec une hauteur de siège de 14,5" et plus	
Pédale Encore avec suspensions montées sur le siège		Compatible avec une hauteur de siège de 15,5" et plus	
Pédale Encore avec le mécanisme berçant et suspensions montées sur le siège		Compatible avec une hauteur de siège de 15" et plus	
Pédale Encore avec siège à bascule et suspensions montées sur le siège		Compatible avec une hauteur de siège de 16" et plus	

Accessoires courants							
Appui-tête :	<input type="radio"/> NR-CV	Appui-tête coussiné avec mousse Visco	<input type="radio"/> Triptex	<input type="radio"/> Ne pas inclure d'appui-tête	122.66 \$		
	<input type="radio"/> NS	Support de cou			122.66 \$		
Positionnement :	<input type="radio"/> SR	Coussins réducteurs latéraux (<i>paire</i>)			116.54 \$		
	<input type="radio"/> CC-LTS	Panneaux latéraux moulés			547.09 \$		
	<input type="radio"/> LTS	Supports latéraux pour le torse (<i>INST. EN USINE RECOMMANDÉE</i>)			674.66 \$		
Ceintures de sécurité :	<input type="radio"/> S-BELT	Ceinture de sécurité	<input type="radio"/> Boucle centrée	<input type="radio"/> Boucle de côté	61.34 \$		
	<input type="radio"/> S-BELT-A	Ceinture de sécurité autobou	<input type="radio"/> Boucle centrée	<input type="radio"/> Boucle de côté	61.34 \$		
	<input type="radio"/> S-BELT-PD	Ceinture de sécurité rembourrée			88.32 \$		
	<input type="radio"/> S-BELT-PD-A	Ceinture de sécurité rembourrée autobouclante			88.32 \$		
Ceintures abducteurs :	<input type="radio"/> T-BELT	Ceinture abducteur			141.06 \$		
	<input type="radio"/> T-BELT-A	Ceinture abducteur autobouclante			147.19 \$		
	<input type="radio"/> T-BELT-NEO	Ceinture abducteur en néoprène			141.06 \$		
	<input type="radio"/> T-BELT-NEO-A	Ceinture abducteur en néoprène autobouclante			147.19 \$		
	<input type="radio"/> T-BELT-NEO-APP	Ceinture de cuisse en néoprène matelassée pour les ensembles APP et SPP			141.06 \$		
	<input type="radio"/> T-BELT-NEO-A-APP	Ceinture de cuisse en néoprène matelassé avec boucle automatique pour les emballages APP et SPP			147.19 \$		
Plateaux :	<input type="radio"/> TRAY-ABS	Plat. ABS + courroie	<input type="radio"/> Courroie cousue	<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir	361.86 \$		
	<input type="radio"/> TRAY-ABS-OVR	Plat. ABS + courroie (larg. 24" - 28")		<input type="radio"/> Noir seulement	521.32 \$		
	<input type="radio"/> TRAY-CLEAR	Transparent + courroie	<input type="radio"/> Courroie cousue		374.13 \$		
	<input type="radio"/> TRAY-HALF	Demi-plateau (<i>spécifier côté</i>)(comprend coussin latéral)		<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir	496.79 \$		
	<input type="radio"/> TRAY-COVER	Couvre-plateau (<i>coussiné</i>)(pour TRAY-ABS)			184.01 \$		
Stabilizers:	<input type="radio"/> STABIL-FR	Structure de stabilisation -	<input type="radio"/> Avant	ou <input type="radio"/> Arrière	104.26 \$		
	<input type="radio"/> STABIL-LAT	Structure de stabilisation, latérale			158.00 \$		
Other:	<input type="radio"/> IV-POLE*	Poteau pour soluté (comprend support de montage) -			<input type="radio"/> Avant	ou <input type="radio"/> Arrière	116.54 \$
	<input type="radio"/> O2-HOLDER*	Support à oxygène (comprend support de montage) -			<input type="radio"/> Avant	ou <input type="radio"/> Arrière	196.27 \$
	*IV-POLE et O2-HOLDER non compatibles avec roues Mag arrières						
	<input type="radio"/> O2-HOLDER-BAG	Sac de transport souple pour oxygène	(Déconseillé avec une hauteur de dossier de 22" en raison de l'interférence potentielle avec le sol.)		104.94 \$		
	<input type="radio"/> SAC ACCESSOIRE	Sac pour accessoires (noir), par sac			49.06 \$		
<input type="radio"/> SAC PERSONNALISÉ	(2 initiales)	<input type="radio"/> Effet brosse	ou	<input type="radio"/> Police standard	30.67 \$		
<input type="radio"/> CUP-HOLDER	Porte-gobelet			55.19 \$			

Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total :	\$
---------	----

Services accessoires: Tous ces services, moyennant un supplément, sont disponibles pour répondre aux besoins de livraison des clients de Broda et/ou aux besoins du lieu de livraison final d'un envoi. **Afin de garantir une livraison sans faille de chaque commande Broda, tous les services accessoires nécessaires à la livraison sont demandés lorsqu'une commande est soumise à Broda.**

Service de barrière élévatrice: La livraison est effectuée à l'aide d'une remorque à barrière élévatrice qui déplace l'envoi du niveau de la remorque au niveau du sol.

Service de livraison résidentielle: Livraison à un lieu résidentiel

Notification avant la livraison: Le transporteur demande au destinataire d'être contacté AVANT la livraison de l'envoi.

Service de livraison à l'intérieur: Déplacement de l'envoi au-delà de la position de déchargement, c'est-à-dire plus près d'une porte, à l'intérieur d'un bâtiment, à l'étage, au bout d'un couloir, etc. Le prix est spécifique à chaque commande, en fonction des besoins du client en matière de livraison intérieure.

Service à accès limité: Lieux de livraison qui ne sont pas ouverts au public, pendant les heures normales d'ouverture. Du lundi au vendredi 8h-17h.

La livraison accélérée est disponible sur demande du client au moment de la commande. Elle est facturée par commande et dépend du lieu de livraison et du niveau de service.