

<b>P. O. :</b>	<b>Date :</b>	<b>N° client :</b>
Nom du client :	Expéditeur à :	
Adresse :	Adresse :	
Tél. :	Tél. :	
Responsable :	Responsable :	
Courriel :	Étiquetage :	




Caractéristiques standard	
· Structure tubulaire en acier peint par pulvérisation	· Repose-pieds pivotants enfichables
· Siège incl. à toutes positions jusqu'à 45°	· Palettes composites
· Appui-bras à hauteur fixe	· Panneaux latéraux rembourrés
· Profondeur du siège ajustable 16" - 20"	· Angle du dossier ajustable
· Hauteur du siège ajustable 14" - 19"	· Capacité de 250 livres
· Plusieurs dimensions de roues, roulettes et fourches	· Coussin de siège, dossier et appui-tête non inclus
· Freins verrouillables	

**Fauteuil de réadaptation Comfort (587) - Prix suggéré : 2,888.24 \$**

<b>Structure :</b>	<input type="radio"/> Black	<input type="radio"/> Blue	<input type="radio"/> Bronze	<input type="radio"/> Nickle	<input type="radio"/> Red	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Yellow	<input type="radio"/> Sand	<input type="radio"/> Pink	<input type="radio"/> Purple
<b>Options pour siège et dossier</b>										
<b>Largeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"					<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 17"		
	<input type="radio"/> 20"		incl.				<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 19"	incl.	
	<input type="radio"/> 22"		206.70 \$				<input type="radio"/> 20"		incl.	
	<input checked="" type="radio"/> Plateau de siège solide installé en usine		incl.							

<b>Hauteur du siège :</b>	<input type="radio"/> 14"	<input type="radio"/> 14.5"	<input type="radio"/> 15"	<input type="radio"/> 15.5"							
	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 16.5"	<input type="radio"/> 17"	<input type="radio"/> 17.5"							
	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 19"	incl.								
			incl.								
			incl.								
Consulter le tableau de combinaison siège/roues pour sélectionner.											
						<b>Hauteur du dossier :</b>					
						<input type="radio"/> Très bas, double courbe (16") fixe				Standard	
						<input type="radio"/> Très bas (16") repliable				233.20 \$	
						<input type="radio"/> Bas (18") repliable				233.20 \$	
						<input type="radio"/> Moyen (21") repliable				233.20 \$	
						<input type="radio"/> Élevé (24") repliable				233.20 \$	
						<b>Angle du dossier :</b>					
						<input type="radio"/> 5°		<input type="radio"/> 10°			
						<input type="radio"/> 15°		<input type="radio"/> 20°			



<b>Options pour roues</b>			
<b>Roues avant</b>		<b>Roues arrière</b>	
<input type="radio"/> Roulettes avants 5", fixes (paire)	Standard	<input type="radio"/> Roues mag 20" (paire)	Standard
<input type="radio"/> Roulettes avants 6", fixes (paire)	incl.	<input type="radio"/> Roues mag 22" (paire)	incl.
<input type="radio"/> Roulettes avants 8", fixes (paire)	incl.	<input type="radio"/> Roues mag 24" (paire)	incl.

<b>Fourches de roulettes (requis)</b>		<b>Position roues mag : ajusté à l'usine (ajustable plus tard)</b>	
<input type="radio"/> Petites - recommandées avec les petites roues mag (20" et 22") et les sièges bas	incl.	<input type="radio"/> A (plus avancée et manœuvrable)	incl.
<input type="radio"/> Moyennes - recommandées avec les grandes roues mag (24") et les sièges élevés	incl.	<input type="radio"/> B	incl.
Consulter le tableau de combinaison siège/roues pour sélectionner.		<input type="radio"/> C	incl.
		<input type="radio"/> D* (plus reculée et stable)	incl.
		*Non recommandé avec les roues mag de 20"	

<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire)	71.45 \$	<input checked="" type="radio"/> Disp. antibasculement (installés en usine)	incl.
---	----------	---	-------

<b>Options d'accoudoirs et appui-bras</b>			
<input type="radio"/> Appui-bras à hauteur fixe	Standard		
<b>Options pour repose-pieds</b>			
<input type="radio"/> Escamotables 75° (paire)	NC	<input type="radio"/> Élévateurs escamotable 75° (paire)	344.50 \$
<input type="radio"/> Escamotables 60° (paire)	NC	<input type="radio"/> Élévateurs escamotable - style européen (paire) avec plaques ajustables (paire)	429.30 \$

<b>Type de support :</b>		<b>Accessoires</b>	
<input type="radio"/> Installation droite en 1 étape (paire)	<input type="radio"/> Installation courbée en 1 étape (pai)	<input type="radio"/> Attaches-chevilles (paire)	21.20 \$
<input type="radio"/> Installation droite - embout et selle (paire)	<input type="radio"/> Installation courbée - embout et sell	<input type="radio"/> Support pour mollets	63.60 \$
<input type="radio"/> Installation 1 étape IKON - style européen (paire)		<input type="radio"/> Plaque repose-pieds	116.60 \$

<b>Accessoires courants</b>					
<b>Ceintures de sécurité :</b>	Ceinture de sécurité	<input type="radio"/> Boucle centrée	<input type="radio"/> Boucle de côté	<input type="radio"/> Boucle de côté	55.12 \$

<b>Plateaux :</b>	<input type="radio"/> Plateau ABS + courroie (16", 18" 20" 22" - selon largeur du siège)	<input type="radio"/> Courroie cousue	<input type="radio"/> Gris	<input type="radio"/> Noir	361.86 \$
	Couvre-plateau (coussiné)(pour TRAY-ABS)				184.01 \$
	<input type="radio"/> Plateau ABS transparent + courroie (16", 18" 20" 22" - selon largeur du siège)	<input type="radio"/> Courroie cousue	<input type="radio"/> Gris	<input type="radio"/> Noir	374.13 \$

<b>Autre :</b>	Poteau pour soluté (comprend support de montage)	<input type="radio"/> Avant	OU	<input type="radio"/> Arrière	116.54 \$
	Support à oxygène (comprend support de montage)	<input type="radio"/> Avant	OU	<input type="radio"/> Arrière	196.27 \$
	Sac pour accessoires (noir), par sac				49.06 \$
	Sac pour accessoires - 2 initiales	<input type="radio"/> Effet brosse	OU	<input type="radio"/> Police standard	30.67 \$
	Porte-gobelet				55.19 \$

**Matrx® Seating**

**Coussins pour siège Matrx®**

La taille du coussin doit correspondre à la dimension du siège choisi



<b>Prof. du coussin :</b>	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22" (seulement avec les coussins Multi et PS)
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

<b>Larg. du coussin :</b>	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	<b>Largeur du coussin :</b>	<input type="radio"/> 22"
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------

<input type="radio"/> Libra - pour risques élevés d'irritation cutanée	797.15 \$	<input type="radio"/> Libra - pour risques élevés d'irritation cutanée	1,096.75 \$
<input type="radio"/> Multi - pour risques modérés d'irritation cutanée	745.00 \$	<input type="radio"/> Multi - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée	995.00 \$
<input type="radio"/> Vi - pour risques modérés d'irritation cutanée	667.68 \$	<input type="radio"/> Vi - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée	728.67 \$
<input type="radio"/> PSP - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée	690.15 \$		
<input type="radio"/> PS - pour risques faibles/modérés d'irritation cutanée	608.83 \$	<input type="radio"/> PS - pour risques faibles/modérés d'irritation cutanée	1,043.25 \$

<b>Accessoires pour coussins</b>	<input type="radio"/> Libra liquide supplémentaire	128.40 \$	<b>Accessoires pour coussins Multi, Vi, PSP et PS :</b>	<input type="radio"/> Trousse obliquité pelvienne	90.95 \$
<b>Libra :</b>	<input type="radio"/> Libra coin héli 1"	108.07 \$			
	<input type="radio"/> Libra coin antérieur 1"	216.14 \$			
	<input type="radio"/> Libra coin conique gauche	90.95 \$			
	<input type="radio"/> Libra coin conique droit	90.95 \$			
	<input type="radio"/> Libra abducteur	90.95 \$			

<b>Coussin rigide :</b>		16" P	18" P	20" / 22" P
<b>Tous les coussins</b>	16" larg.	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$
	18" larg.	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$
	20" larg.	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$
	22" larg.	N/A	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$

**Dossiers Matrx®**

La taille du dossier doit correspondre à la dimension du siège choisi

Hauteur du dossier : <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" (sauf PB et PB Deep) <input type="radio"/> 20"	
Largeur du dossier : <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20"	
<input type="radio"/> Elite TR - Recommandé pour les applications avec inclinaison et basculement 866.00 \$	<input type="radio"/> Elite TR - Recommandé pour les applications avec inclinaison et basculement 1,151 \$
<input type="radio"/> Elite - Recommandé pour les utilisateurs plus actifs 766.00 \$	<input type="radio"/> Elite - Recommandé pour les utilisateurs plus actifs 1,125 \$
<input type="radio"/> Elite Deep - Recommandé pour les utilisateurs actifs ayant besoin d'un soutien additionnel 918.00 \$	<input type="radio"/> Elite Deep - Recommandé pour les utilisateurs actifs ayant besoin d'un soutien additionnel 1,172 \$
<input type="radio"/> PB - Recommandé pour les utilisateurs peu actifs ayant besoin d'un confort accru 734.00 \$	
<input type="radio"/> PB Deep - Recommandé pour les utilisateurs peu actifs ayant besoin d'un confort et d'un soutien accrus 892.00 \$	
Accessoires pour support latéral : <input type="radio"/> Supports fixes Elite 5"H x 7,5"L 116.00 \$	Écrans d'intimité : <input type="radio"/> 16" largeur 56.71 \$
<input type="radio"/> Quincaillerie pour support escamotable Elite 243.00 \$	
<input type="radio"/> Coussins latéraux escamotables (ch.) 4,25"H x 6,5"L 122.00 \$	
<input type="radio"/> 18" largeur 56.71 \$	
<input type="radio"/> 20" largeur 56.71 \$	
<input type="radio"/> 22" largeur 56.71 \$	

**Appui-tête Matrx®**

Fixation : <input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan - Requis pour l'installation 285 \$
<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan Flipp - Requis pour l'installation 715 \$
<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Loxx - Requis pour l'installation 275 \$
<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Loxx Flipp - Requis pour l'installation 705 \$
Options : <input type="radio"/> Coussin Elan standard avec housse standard <input type="radio"/> 10" <input type="radio"/> 14" 331.70 \$
<input type="radio"/> Coussin Hug <input type="radio"/> 10" <input type="radio"/> 14" 331.70 \$
<input type="radio"/> Coussin Elan 4 points <input type="radio"/> 9" x 7" <input type="radio"/> 11" x 10" 479.00 \$
<input type="radio"/> Bandeau Elan avec coussin 4 points <input type="radio"/> Petit <input type="radio"/> Large 653.00 \$

Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total : \$

Services accessoires: Tous ces services, moyennant un supplément, sont disponibles pour répondre aux besoins de livraison des clients de Broda et/ou aux besoins du lieu de livraison final d'un envoi. **Afin de garantir une livraison sans faille de chaque commande**

**Broda, tous les services accessoires nécessaires à la livraison sont demandés lorsqu'une commande est soumise à Broda.**

**Service de barrière élévatrice:** La livraison est effectuée à l'aide d'une remorque à barrière élévatrice qui déplace l'envoi du niveau de la remorque au niveau du sol.

**Service de livraison résidentielle:** Livraison à un lieu résidentiel

**Notification avant la livraison:** Le transporteur demande au destinataire d'être contacté AVANT la livraison de l'envoi.

**Service de livraison à l'intérieur:** Déplacement de l'envoi au-delà de la position de déchargement, c'est-à-dire plus près d'une porte, à l'intérieur d'un bâtiment, à l'étage, au bout d'un couloir, etc. Le prix est spécifique à chaque commande, en fonction des besoins du client en matière de livraison intérieure.

**Service à accès limité:** Lieux de livraison qui ne sont pas ouverts au public, pendant les heures normales d'ouverture. Du lundi au vendredi 8h-17h.

**La livraison accélérée est disponible sur demande du client au moment de la commande. Elle est facturée par commande et dépend du lieu de livraison et du niveau de service.**

587V3: SEAT HEIGHT & WHEEL COMBINATIONS								
SEAT HEIGHT	MAG WHEEL	CASTER WHEEL	CASTER FORK	MAG PLATE HOLE #	CASTER FORK HOLE #	ANTI-TIPPER MOUNT	ANTI-TIPPER HOLE #	SEAT TAB
14"	20	5	SMALL	1	1	TOP	3	2
	22	5	SMALL	1	2	TOP	2	1
15.5"	20	6	MEDIUM	2	1	TOP	2	1
	22	6	MEDIUM	1	1	TOP	2	1
	24	6	SMALL	1	2	TOP	1	1
	24	5	MEDIUM	1	2	TOP	1	1
16"	20	6	MEDIUM	1	1	TOP	1	1
	20	5	SMALL	3	3	TOP	1	1
	20	5	MEDIUM	3	3	TOP	1	1
	20	6	MEDIUM	3	2	TOP	1	1
	22	5	SMALL	2	3	TOP	1	1
	22	6	SMALL	2	2	TOP	1	1
	22	5	MEDIUM	2	3	TOP	1	1
16.5"	22	6	MEDIUM	2	2	TOP	1	1
	24	5	SMALL	1	3	TOP	1	1
	20	6	SMALL	3	3	TOP	1	1
	24	6	SMALL	2	3	BOTTOM	3	1
17"	24	5	MEDIUM	2	4	BOTTOM	3	1
	24	6	MEDIUM	2	3	BOTTOM	3	1
	20	5	MEDIUM	4	5	BOTTOM	3	1
17.5"	20	6	MEDIUM	4	4	BOTTOM	3	1
	22	5	MEDIUM	3	5	BOTTOM	3	1
	22	6	MEDIUM	3	4	BOTTOM	3	1
	20	8	SMALL	4	3	BOTTOM	3	1
	22	8	SMALL	3	3	BOTTOM	3	1
18"	24	8	SMALL	3	3	BOTTOM	2	1
	24	6	MEDIUM	3	5	BOTTOM	2	1
	24	8	MEDIUM	3	3	BOTTOM	2	1
	20	8	MEDIUM	5	4	BOTTOM	2	1
19"	22	8	MEDIUM	4	4	BOTTOM	2	1
	24	8	MEDIUM	4	5	BOTTOM	1	1

Hole numbering begins at the top of the plate, fork and anti-tipper. Hole number 1 is the uppermost hole.

Do not use the rear most vertical row/column of holes on the mag plate for 20" mag wheels

Form08CONFIG- 404 587V3 Rev. 1