

P. O. : _____

Date : _____

N° client : _____

Nom du client : _____
 Adresse : _____
 Tél. : _____
 Responsable : _____
 Courriel : _____

Expédier à : _____
 Adresse : _____
 Tél. : _____
 Responsable : _____
 Étiquetage : _____



Caractéristiques standard
· Comfort Tension Seating®
· Removable Butées à hauteur et largeur réglables
· Siège inclinable à toutes les positions jusqu'à 40°
· S'allonge à toutes les positions jusqu'à 90°
· Se met en position de Trendelenburg
· Accoudoirs amovibles et pivotants, à hauteur réglable
· Repose-jambes élévateurs articulés
· 2 x Roulettes en aluminium 5", non autobloqu.
· 2 x roues arrières mag de 20"
· Capacité de 350 livres

Fauteuil de transport Synthesis - Modèle : V4 WC19 Prix suggéré : 5,627.05 \$

(Conforme à la norme WC19 pour transport avec contentions - Installé en usine seulement)

Options pour siège et dossier

Largeur du siège :	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24"	incl. 484.53 \$ 1,097.84 \$	Prof. du siège :	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20"	Standard incl. 116.54 \$
Hauteur du siège :	<input checked="" type="radio"/> 20.5"	Standard	Longueur du dossier :	<input type="radio"/> 32" <input type="radio"/> 33,5" <input type="radio"/> 35"	Standard 116.54 \$ 116.54 \$

Roues avant

Options pour roues

Roues arrières

<input type="radio"/> Roulettes en aluminium 5", non autobloqu (avec roues mag arrières seul.)	Standard	<input type="radio"/> Roues mag 20" <input type="radio"/> Sans propulseur manuel	Standard
<input type="radio"/> Roulettes doubles de 5" (requis avec roulettes arrières)	incl.	<input type="radio"/> Roues mag 14" <input type="radio"/> Roues mag 14" (milieu)	incl.
		<input type="radio"/> Roulettes 6", autobloquantes toutes position	(385.85 \$)
		<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire)	78.50 \$

Amélioration du transport des roues à usage intensif (disponible ensemble ou séparément)

<input type="radio"/> Roues pivotantes fourchues non bloquantes de 6 "x2" de large	53 \$	<input type="radio"/> Verrouillage des roues par pédale*	210.94 \$
--	-------	--	-----------

*Compatible uniquement avec les roues arrière de 14"

Options pour repose-pieds à hauteur réglable (choisir une)

<input type="radio"/> Repose-pieds ajustable en 2 sections (non offert pour siège de 16")	Standard
Nombre de courroies (longueur repose-pieds)	<input type="radio"/> 2 (12"-19") <input type="radio"/> 3 (14"-21") <input type="radio"/> 4 (16"-23") <input type="radio"/> 5 (18"-25")
<input type="radio"/> Repose-pieds ajustable en 1 section	incl.
Nombre de courroies (longueur repose-pieds)	<input type="radio"/> 2 (12"-19") <input type="radio"/> 3 (14"-21") <input type="radio"/> 4 (16"-23") <input type="radio"/> 5 (18"-25")

Options d'accoudoirs et appui-bras

Options d'appui-bras	<input type="radio"/> Appui-bras moelleux	Standard	Accoudoirs :	<input checked="" type="radio"/> Accoudoirs à hauteur réglable	Standard
	<input type="radio"/> Appui-bras longs	49.06 \$	Fixation :	<input checked="" type="radio"/> Accoudoirs montés sur base	Standard
	<input type="radio"/> Appui-bras coussinés (paire)(no	92.00 \$		<input type="radio"/> Appui-bras gouttieres longs (ch.)	288.20 \$
	<input type="radio"/> Supports De Bras Rabattables Et Rembourres	142.05\$			
	<input type="radio"/> Supports De Bras Longue Rabattables Et Rembourres	189.39\$			

Couleur de la structure de base (choisir un)			
<input type="radio"/> Carmine Red	<input type="radio"/> Ocean Blue	<input type="radio"/> Midnight Black	incl.
<input type="radio"/> Satin Nickel	<input type="radio"/> Tungsten Sand	<input type="radio"/> Bronze	incl.
<input type="radio"/> Passion Pink	<input type="radio"/> Royal Purple	<input type="radio"/> Zinc Yellow	incl.
Couleur d'accent du rembourrage (choisir un)			

* Configuration standard : Appui-tête, extérieur des coussins pour épaules, coussins latéraux inf. et sup., et repose-pieds sont offerts en couleur d'accent. Le siège, le dossier, les appui-jambes et l'intérieur des coussins pour épaules sont en vinyle Modena Black.

** Indigo, Espresso et Graphite sont offerts en gamme complète (siège, dossier et appui-jambes). Voir la section COUSSINS.

*** Des styles camo sont maintenant offerts pour rendre hommage aux anciens combattants



Coussins standard*: Rembourrage Graphite et structure Carmine Red *Illustré avec roues mag



Couleur d'accent**: Rembourrage Indigo et structure noire

Couleur d'accent du rembourrage* (Choisir une)			
Vinyle :		Polyuréthane :	
<input type="radio"/> Interlace Indigo**	<input type="radio"/> Interlace Graphite**	<input type="radio"/> Beeline Portobello	<input type="radio"/> Beeline Geyser
<input type="radio"/> Kaleidoscope Smoke House	<input type="radio"/> Kaleidoscope Chocolate	<input type="radio"/> Beeline Fossil	<input type="radio"/> Beeline Forge
<input type="radio"/> Modena Black	<input type="radio"/> Interlace Espresso**		
Coussins – Choisir option 1, 2 ou 3			

Option 1 - Coussins BRODA traditionnels incl.

Coussins BRODA :

Comprend : ACCENT - Appui-tête, ext. des coussins pour épaules, coussins latéraux supérieurs et inférieurs et repose-pieds.*

VINYLE NOIR : Siège et dossier coussinés avec housses, appui-jambes et intérieur des coussins pour épaules

Housse pour siège	<input type="radio"/> Vinyle noir	Standard
dossier et appui-jambe	<input type="radio"/> Couleur d'accent*	incl.
	***(<i>Indigo, Espresso ou Graphite seulement</i>)	
	<input type="radio"/> Recouvrement complet en vinyle <i>(Choisir vinyle noir OU couleur accent)</i>	116.54 \$
	<input type="radio"/> Appui-jambes <i>(Choisir vinyle noir OU couleur accent)</i>	incl.
	<input type="radio"/> Ratine grise <input type="radio"/> Startex	incl.
Ensemble de coussins HSP :	<input type="radio"/> Coussin pour épaules (long), ceinture abducteur, coussin pour repose-pieds (long)	631.72 \$
	Ceinture abducteur <input type="radio"/> Vinyle noir <input type="radio"/> Vinyle couleur d'accent	incl.
	Repose-pieds (long) <input type="radio"/> Vinyle noir <input type="radio"/> Vinyle couleur d'accent	incl.

Configuration de soins aigus 552 \$

Comprend: housses entièrement en vinyle, support de jambe inférieur en ABS avec coussins de support de pied (*installés en usine*) (*ignorez la section du coussin de jambe inférieur ci-dessus lors de la sélection de cette option*) (*largeurs de 16" à 24"*)

Substitutions Facultatifs Disponibles Entre Les Composants APP et SPP							
<input type="radio"/> Option 2 - BRODA APP (ensemble de positionnement)							
Coussins BRODA APP : Siège coussiné, support dorsal et appui-tête, support pour les mollets et les pieds, coussins lat. sup. et inf.							
Largeur du siège :		Prof. du siège :					
<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 17"	<input type="radio"/> 19"	<input type="radio"/> 21" 640.31 \$		
<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"		<input type="radio"/> 17"	<input type="radio"/> 19"	<input type="radio"/> 21" 770.33 \$		
<input type="radio"/> Option 3 - Broda SPP (ensemble de positionnement mince)							
Coussins Broda SPP : Siège, dossier et extension pour dossier							
Largeur du siège :		Prof. du siège :					
<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 17"	<input type="radio"/> 18.5"	<input type="radio"/> 20" 211.98 \$		
<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"		<input type="radio"/> 17"	<input type="radio"/> 18.5"	<input type="radio"/> 20" 233.42 \$		
Dossier :	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20" 169.11 \$	Ext. pour dossier :	<input type="radio"/> 16"	<input type="radio"/> 18"	<input type="radio"/> 20" 125.05 \$
Hauteur 13"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	191.73 \$	Hauteur 12"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	135.76 \$
Autre							
<input type="radio"/> ACCESSORY-BAG		Sac pour accessoires (noir), par sac			49.06 \$		
<input type="radio"/> BAG PERSONALIZII (2 initiales)		<input type="radio"/> Effet brosse		OU <input type="radio"/> Police standard	30.67 \$		
<input type="radio"/> O2-HOLDER-BAG		Sac de transport souple pour oxygène			104.94 \$		
<input type="radio"/> CUP-HOLDER		Porte-gobelet			55.19 \$		

Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total : \$

Services accessoires: Tous ces services, moyennant un supplément, sont disponibles pour répondre aux besoins de livraison des clients de Broda et/ou aux besoins du lieu de livraison final d'un envoi. **Afin de garantir une livraison sans faille de chaque commande Broda, tous les services accessoires nécessaires à la livraison sont demandés lorsqu'une commande est soumise à Broda.**

Service de barrière élévatrice: La livraison est effectuée à l'aide d'une remorque à barrière élévatrice qui déplace l'envoi du niveau de la remorque au niveau du sol.

Service de livraison résidentielle: Livraison à un lieu résidentiel

Notification avant la livraison: Le transporteur demande au destinataire d'être contacté AVANT la livraison de l'envoi.

Service de livraison à l'intérieur: Déplacement de l'envoi au-delà de la position de déchargement, c'est-à-dire plus près d'une porte, à l'intérieur d'un bâtiment, à l'étage, au bout d'un couloir, etc. Le prix est spécifique à chaque commande, en fonction des besoins du client en matière de livraison intérieure.

Service à accès limité: Lieux de livraison qui ne sont pas ouverts au public, pendant les heures normales d'ouverture. Du lundi au vendredi 8h-17h.

La livraison accélérée est disponible sur demande du client au moment de la commande. Elle est facturée par commande et dépend du lieu de livraison et du niveau de service.