

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- *Entrée sensorielle pour l'apprentissage et les problèmes de comportement*
- *Contours au corps pour un effet de berceau confortable*
- *Parfait pour les salles de classe, les salles multisensorielles ou de thérapie*



Stimule les patients actifs et réduit le besoin d'errer



Le cadre durable et le verrou du soignant augmentent la stabilité et la sécurité de l'utilisateur



La fonction de verrouillage automatique augmente la sécurité et prévient les chutes



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé

Contentement, confort et indépendance

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DE POIDS	Jusqu'à 200 liv. (90kg)			
	LARGEURS DU SIÈGE	PROFONDEURS DU SIÈGE	HAUTEURS DU SIÈGE	HAUTEUR DU DOSSIER
PETIT	12 in (30 cm)	10 in (25 cm)	10 in (25 cm)	18 in (45 cm)
MOYEN	14 in (35 cm)	12 in (30 cm)	12 in (30 cm)	20 in (50 cm)
GRAND	16 in (40 cm)	14 in (35 cm)	14 in (35 cm)	22 in (58 cm)
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS			



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!

