

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Assure une répartition de la pression qui préserve la qualité de la peau
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures
- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage




L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une de vue vers l'avant, favorisant l'interaction sociale / l'échange.



L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression.



Le plateau solide du siège permet d'accueillir de nombreux sièges.



La gamme de réglages simples répond à une variété de besoins.

Illustré avec appui-tête optionnel et dossier **matrix**® Elite, un coussin de siège **matrix**® Vi et des repose-jambes à angle réglable

Durabilité simplifiée pour les soins de réadaptation

CARACTÉRISTIQUES

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| INCLINAISON | Jusqu'à 45° | | | | |
| ANGLE ADJUSTABLE BACK CANES | 5° | 10° | 15° | 20° | |
| CAPACITÉ DE POIDS | 250 liv. (114 kg) | | | | |
| LARGEURS DU SIÈGE | 16 in (40 cm) | 18 in (40 cm) | 20 in (50 cm) | 22 in (55 cm) | |
| PROFONDEURS DU SIÈGE (ADJUSTABLE) | 16 in (40 cm) | 17 in (43 cm) | 18 in (45 cm) | 19 in (48 cm) | 20 in (50 cm) |
| HAUTEURS DU SIÈGE (ADJUSTABLE) | 14 in (36 cm) | 15 in (38 cm) | 15.5 in (39 cm) | 16 in (41 cm) | 16.5 in (42 cm) |
| | 17 in (43 cm) | 17.5 in (44 cm) | 18 in (45 cm) | 19 in (48 cm) | |
| ROUES - ROUES MAG | ROUES ARRIÈRE MAG 20 in (50 cm), 22 in (55 cm), or 24 in (60 cm) | | | | |
| ROUES - ROULETTES | AVANT Roulettes avec fourche à galet 5 in (13 cm), 6 in (15 cm), or 8 in (20 cm) | | | | |
| CHÂSSIS GARANTI À VIE | Châssis en acier inoxydable 10 ANS | | | | |



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!



Options de sièges Matrx disponibles pour expédition réconfigurées sur le fauteuil roulant.



LIBRA CUSHION

Mousse - HR (haute résistance)
Mémoire de forme conçue avec le produit antimicrobien Ultrafresh pour une protection contre les odeurs, entoure le bassin et disposition du bord avant en cascade.



DORSAL E2

Coque
Aluminium profilé avec des découpes pour le levage et la respirabilité. Disponible en version standard (15 cm) ou profonde (8 cm).



APPUI-TÊTE LOXX

Mousse
Mousse HR (haute résilience) incluse dans la housse.

Quincaillerie hautement réglable avec leviers de réglage sans outil pour faciliter le montage et les changements de position. Quincaillerie Flipp disponible.