

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Un positionnement facilité pour davantage de confort et une meilleure respiration
- Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet un repositionnement fréquent et aisé
- Le bon maintien réduit les anomalies posturales



Les roues mag montées à l'arrière facilitent la propulsion manuelle permettant aux patients d'interagir avec leur environnement proche.



Le mécanisme d'inclinaison et de couchage du fauteuil permet de diminuer les anomalies posturales telles que l'affaissement, l'inclinaison latérale et l'abaissement de la tête.



L'inclinaison du siège vers l'arrière concourt effectivement à l'ouverture du diaphragme et facilite la respiration, la digestion et le bon fonctionnement des organes.



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise.

Illustré avec le coussin de siège **matrix**® Libra en option

brodaseating.com | 1-844-552-7632

Confort et sécurité en mouvement

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 40°						
COUCHAGE	Jusqu'à 15°						
CAPACITÉ DE POIDS	350 liv. (158 kg)						
LARGEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	18 in (40 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)
PROFONDEURS DU SIÈGE	17 in (43 cm)	18.5 in (47 cm)	20 in (51 cm)	22 in (56 cm)			
HAUTEURS DU SIÈGE	19 in (48cm)	20.5 in (51 cm)	22 in (55 cm)	23.5 in (59 cm)			
ROUES - ROUES MAG	ROUES ARRIÈRE MAG 20 in (50 cm) or 22 in (55 cm)						
ROUES - ROULETTES	AVANT Roulettes avec ou sans verrouillage total 5 in (13cm)						
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis en acier inoxydable 10 ANS						
SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DE PRESSION	Comfort Tension Seating® supports de dossier et de siège en option Matrx® Seating coussins de série						



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement et bien plus encore!

[Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!](#)



COUSSIN LIBRA

Mousse - HR (haute résistance)
Mémoire de forme conçue avec le produit antimicrobien Ultrafresh pour une protection contre les odeurs, entoure le bassin et disposition du bord avant en cascade.



COUSSIN MULTI

Combinaison de mousse en trois parties
Mousse gel rafraîchissante et support immersif.



COUSSIN VI

Pour les hanches
Très doux, il contient de la mousse viscoélastique qui enveloppe et protège les proéminences osseuses.

matrx®

SEATING SERIES



COUSSIN PSP

En gel de polymère
Le coussin moulé en gel de polymère garantit une protection supplémentaire de la peau et une réduction du cisaillement.