

### Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Un positionnement facilité pour davantage de confort et une meilleure respiration.
- Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet une réinstallation fréquente et aisée.
- Le bon maintien réduit les anomalies posturales.
- La fonction d'inclinaison en option ajoute encore plus d'options de positionnement pour un confort optimal.




Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs



Les accoudoirs amovibles permettent des déplacements sécuritaires pour les intervenants et les patients



L'inclinaison du siège vers l'arrière concourt effectivement à l'ouverture du diaphragme et facilite la respiration, la digestion et le bon fonctionnement des organes.



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

### Confort et sécurité en mouvement

#### CARACTÉRISTIQUES

<b>INCLINAISON</b>	Jusqu'à 40° Posterior						
<b>COUCHAGE</b>	Jusqu'à 90°						
<b>CAPACITÉ DE POIDS</b>	350 lbs. (158 kg)						
<b>LARGEURS DU SIÈGE</b>	16 in (40 cm)	18 in (40 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (65 cm)
<b>PROFONDEURS DU SIÈGE</b>	15.5 in (37.5 cm)	17 in (43 cm)	18.5 in (46 cm)	20 in (50 cm)	22 in (56 cm)		
<b>HAUTEURS DU SIÈGE</b>	19 in (48 cm)	20.5 in (51 cm)	22 in (55 cm)	23.5 in (59 cm)			
<b>ROUES MAG</b>	<b>ROUES ARRIÈRE MAG</b> 20 in (50 cm) or 22 in (55 cm)						
	<b>ROUES CENTRALES MAG</b> 14 in (38 cm)						
<b>ROULETTES</b>	<b>DEVANT</b> 13 cm roulettes avant à verrouillage total (5 in)						
	<b>DOS</b> 15 cm roulettes verrouillables et multidirectionnelles (6 in)						
<b>CHÂSSIS GARANTI À VIE</b>	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 <b>10 YEARS</b>						
<b>PRESSURE-REDUCING SEAT &amp; BACK SUPPORT</b>	Integrated with Comfort Tension Seating*						



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

**Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!**



### Accessoires en Option



Porte-bouteille d'oxygène



Soutien latéral



Demi-plateau



Plateau transparent



Cuissarde rembourrée