

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'en tourage
- Permet au patient de se déplacer facilement et de manoeuvrer le fauteuil de manière sécuritaire
- Réduit les blessures et les chutes en assurant un positionnement et un soutien stables



Les cannes arrière se replient pour des options de rangement faciles



Le Mécanisme Berçant permet de calmer l'agitation et d'absorber les mouvements rigides



L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une de vue vers l'avant, favorisant l'interaction sociale / l'échange



Le plateau solide du siège permet d'accueillir de nombreux sièges



OPTION DE COULEUR PASSION PINK



Montré avec le coussin Libra, le dossier E2, et l'appui-tête Loxx de **matrix** SEATING SERIES.

Mobilité avec confort, fonctionnalité et style

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 33° (avec le mécanisme berçant)				
CAPACITÉ DE POIDS	250 lbs. (114 kg)				
LARGEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	18 in (40 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	
PROFONDEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	17 in (43 cm)	18 in (45 cm)		
	19 in (48 cm)	20 in (50 cm)			
HAUTEURS DU CANNES DORSALES	16 in (40 cm)	18 in (45 cm)	21 in (53 cm)	24 in (60 cm)	Angle réglable à 5°, 10°, 15°, 20°
HAUTEURS DU SIÈGE	RÉGLABLE 14 in (35 cm) - 19 in (48 cm)				
ROUES MAG	AVANT 20 in (51 cm) or 22 in (55 cm)				
ROULETTES	ROULETTES ARRIÈRES AUTOLOQUANTES 5 in (12.5 cm)				
	ROULETTES ARRIÈRES EN ALUMINIUM, NON AUTOBLOQUANTES 5 in (12.5 cm)				
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS				



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!



COUSSIN LIBRA

Mousse
Mousse moulée HR (haute résilience) avec antimicrobien UltraFresh pour la protection contre les odeurs. Puits pelvien profilé, bord avant en cascade.



COUSSIN MULTI

Combinaison de mousse en trois parties avec mousse de gel rafraîchissante et soutien immersif.



APPUI-TÊTE LOXX

Quincaillerie hautement réglable avec leviers de réglage sans outil pour faciliter le montage et les changements de position. Quincaillerie Flipp disponible.



DORSAL E2

Coque - Aluminium profilé avec des découpes pour le levage et la respirabilité. Disponible en version standard (15 cm) ou profonde (8 cm).

Mousse - Mousse HR (haute résilience) incluse dans la housse.