

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures




La fonctionnalité d'inclinaison et d'inclinaison complète offre un positionnement supérieur



La hauteur de la surface d'assise réglable adapte la ligne médiane pour prendre en charge les utilisateurs à plusieurs niveaux de soins



L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

Un positionnement amélioré avec des fonctionnalités raffinées

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 38°						
COUCHAGE	Jusqu'à 90° (Capable de position de Trendelenburg)						
CAPACITÉ DE POIDS	Jusqu'à 350 liv. (159 kg)						
LARGEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	18 in (45 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)
PROFONDEURS DU SIÈGE	15.5 in (39 cm)	17 in (43 cm)	18.5 in (45 cm)	20 in (58 cm)			
HAUTEURS DU SIÈGE (RÉGLABLE)	17 in (43 cm)	18 in (45 cm)	19 in (48 cm)	20 in (58 cm)	21 in (53 cm)	22 in (55 cm)	
ROUES	Roues avant Mag 20" (51 cm), 22" (56 cm)						
	Roues arrière Mag 20" (51 cm), 22" (56 cm), 24" (61 cm)						
ROULETTES	Roulettes avant autobloquantes toutes positions 5 in (13 cm)						
	Roulettes arrière autobloquantes multidirectionnelles 8 in (20 cm)						
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS						
SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DE PRESSION	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®						



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!



Aussi disponible avec roues arrière Mag

