

### **Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé**

- Réduit le risque de blessure du patient et du personnel soignant pendant le bain.
- Les supports de bras amovibles facilitent et sécurisent les transferts.
- Les éléments réglables assurent une expérience de bain confortable.



*Un dossier incurvé pour accueillir le fessier en protubérance*



*L'inclinaison et le couchage permet un nettoyage complet et sécuritaire du patient*



*Le mécanisme d'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière facilite le positionnement de l'utilisateur*



*Le châssis et les composants inoxydables du fauteuil sont résistants et durables*

### Sécurité et confort pour les soins d'hygiène

#### Caractéristiques

Inclinaison	Jusqu'à 14° vers l'arrière Jusqu'à 8° vers l'avant		
Couchage	Jusqu'à 65°		
Capacité de poids	800 liv. (362kg)		
Largeurs du siège	27 in (68 cm)	33 in (83 cm)	
Profondeurs du siège	21 in (54 cm)	23 in (58 cm)	
Hauteurs du siège	24.5 in (63 cm)		
Hauteur du dossier	21.5 in (55 cm)	23.5 in (60 cm)	
Châssis garanti à vie	Châssis en acier inoxydable 10 ANS		



Des accessoires supplémentaires sont disponibles.

**Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!**



### ***Vous avez besoin d'une option non bariatrique?***

*La chaise d'aisance Revive peut accueillir des utilisateurs pesant jusqu'à 400 liv. (181 kg)!*