

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Le mécanisme d'inclinaison permet un repositionnement fréquent et aisé
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures
- Son mouvement stimulant et satisfaisant fait de lui un fauteuil tout indiqué pour les patients atteints de troubles de la mémoire



L'inclinaison du siège pivotant maintient une vue avant, favorisant l'interaction sociale



Les accoudoirs réglables contribuent au confort et au positionnement de l'utilisateur



L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

Une mobilité et une liberté accrues

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 18°						
CAPACITÉ DE POIDS	350 liv. (158 kg)						
LARGEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	18 in (40 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)
PROFONDEURS DU SIÈGE	15.5 in (37.5cm)	17 in (43 cm)	18.5 in (47 cm)	20 in (51 cm)			
HAUTEURS DU SIÈGE (RÉGLABLE)	12.5 in (32 cm)	13.5 in (35 cm)	14.5 in (37 cm)	15.5 in (40 cm)	16.6 in (42 cm)	17.5 in (45 cm)	
ROUES	ROUES ARRIÈRE OU AVANT MAG 20 in (50 cm) or 22 in (55 cm)						
ROULETTES	ROULETTES AVANT EN ALUMINIUM NON VERROUILLABLES 5 in (13 cm)						
	ROUES PIVOTANTES AVANT FIXES 5 in (13 cm)						
	ROUES PIVOTANTES ARRIÈRE À VERROUILLAGE TOTAL						
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS						
SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DE PRESSION	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®						



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!

