

## Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Le bon maintien postural réduit la fatigue et l'inconfort du patient




Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs mouvements rigides.



L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une de vue vers l'avant, favorisant l'interaction sociale / l'échange.



Le fauteuil est pourvu d'appuis latéraux réglables pour convenir à toute une variété d'utilisateurs.



Le plateau solide du siège permet d'accueillir de nombreux sièges.

Montré avec roues arrière mag 20" et **matrix** SEATING SERIES coussin Matrix PS

[brodaseating.com](http://brodaseating.com) | 1-844-552-7632

### Confort et sécurité en mouvement

#### CARACTÉRISTIQUES

<b>INCLINAISON</b>	Jusqu'à 40°					
<b>COUCHAGE</b>	Jusqu'à 90°					
<b>CAPACITÉ DE POIDS</b>	350 liv. (158 kg)					
<b>LARGEURS DU SIÈGE</b>	16 in (40 cm)	18 in (40 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)
<b>PROFONDEURS DU SIÈGE</b>	17 in (43cm)	18.5 in (46 cm)	20 in (50 cm)	22 in (56 cm)		
<b>HAUTEURS DU SIÈGE</b>	19.5 in (48cm)	20.5 in (51 cm)	22 in (55 cm)	23.5 in (59 cm)		
<b>ROUES - ROUES MAG</b>	<b>ROUES ARRIÈRE MAG</b> 14 in (35 cm), 20 in (50 cm)					
	<b>ROUES CENTRALES MAG</b> 14 in (35 cm)					
<b>ROUES - ROULETTES</b>	<b>AVANT</b> Roulettes avec ou sans verrouillage total 5 in (13cm)					
	<b>ARRIÈRE</b> Roulettes multidirectionnelles verrouillables 6 in (15cm)					
<b>CHÂSSIS GARANTI À VIE</b>	Châssis en acier inoxydable <b>10 ANS</b>					
<b>SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DE PRESSIION</b>	Comfort Tension Seating® supports de dossier et de siège en option Matrix® Seating coussins de série					



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement et bien plus encore!

**Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!**



#### COUSSIN LIBRA

**Mousse - HR (haute résistance)**  
Mémoire de forme conçue avec le produit antimicrobien Ultrafresh pour une protection contre les odeurs, entoure le bassin et disposition du bord avant en cascade.



#### COUSSIN MULTI

**Combinaison de mousse en trois parties**  
Mousse gel rafraîchissante et support immersif.



#### COUSSIN VI

**Pour les hanches**  
Très doux, il contient de la mousse viscoélastique qui enveloppe et protège les proéminences osseuses.



#### COUSSIN PSP

**En gel de polymère**  
Le coussin moulé en gel de polymère garantit une protection supplémentaire de la peau et une réduction du cisaillement.

**matrix®**  
SEATING SERIES