

## Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Assure une répartition de la pression qui préserve la qualité de la peau
- Sa bonne aération réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Indiqué en cas de cyphose et de lordose



Illustré avec un revêtement en vinyle couvrant tout le dossier et le siège



Le mécanisme d'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière permet un repositionnement aisé



Les accoudoirs pivotants et amovibles facilitent les transferts par les côtés.



La pompe à pied manuelle permet un positionnement d'inclinaison sûr sans qu'il soit nécessaire de le soulever



Le bas du dossier est creusé pour accueillir le fessier en protubérance accroît le soutien et la dignité de l'utilisateur.

## Les soins en fauteuil roulant bariatrique redéfinis

### CARACTÉRISTIQUES

<b>INCLINAISON</b>	Jusqu'à 10° vers l'avant Jusqu'à 30° vers l'arrière				
<b>COUCHAGE</b>	Jusqu'à 45°				
<b>CAPACITÉ DE POIDS</b>	Jusqu'à 600 lbs (272 kg)				
<b>LARGEURS DU SIÈGE</b>	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)	30 in (76 cm)	
<b>PROFONDEURS DU SIÈGE</b>	21 in (53 cm)	23 in (58 cm)			
<b>HAUTEURS DU SIÈGE</b>	20 in (50 cm)	21 in (53 cm)	22 in (55 cm)	23 in (58 cm)	24 in (60 cm)
<b>ROULETTES</b>	Roulettes avant autobloquantes toutes positions 6" (15 cm)				
	Roulettes arrière autobloquantes multidirectionnelles 8" (20 cm)				
<b>CHÂSSIS GARANTI À VIE</b>	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS				
<b>SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DEPRESSION</b>	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®				
<b>DOSSIER</b>	Coussinets latéraux supérieurs et inférieurs, coussinet arrière avec couvercle				



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

**Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!**

