

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Fournit la stimulation nécessaire pour des conditions comme la démence, Maladie d'Alzheimer, syndrome de Down et autisme
- Le mouvement de glisse favorise les sentiments de contentement et de sécurité
- Favorise une bonne posture de la colonne vertébrale et un positionnement pelvien




Mouvement de glissement doux



Stimule les patients actifs et réduit le besoin d'aider



La fonction de verrouillage automatique augmente la sécurité et prévient les chutes



La technologie **Comfort Tension Seating®** assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise



Sérénité relaxante avec des mouvements réguliers et apaisants

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DE POIDS	250 liv. (114 kg)
ROUES	Roues de transport arrière, roues pour le transport de non-patients**
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS
ACCESSOIRES COMMUNS	Accoudoirs rembourrés, plateau complet our demi, accoudoirs réglables, appui-tête profilé

*Ajustements disponibles pour accueillir des patients plus grands

**Le Planeur Tranquille n'est pas une chaise de transport

MODEL	LARGEURS DU SIÈGE	PROFONDEURS DU SIÈGE	HAUTEURS DU SIÈGE	HAUTEUR DU DOSSIER
PETIT BAS DU DOS 100-10AL	18 in (45 cm)	17 in (43 cm)	16 in (40 cm)	26 in (66 cm)
BAS DU DOS 100-15AL	20 in (50 cm)	17 in (43 cm)	18 in (45 cm)	26 in (66 cm)
DE RETOUR 100-20AL	20 in (50 cm)	17 in (43 cm)	18 in (45 cm)	32 in (81 cm)



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!

