

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet un repositionnement fréquent et aisé
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures
- Le bon maintien postural réduit la fatigue et l'inconfort du patient




L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression



Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs



L'élingue de contracture en option s'adapte à différents niveaux de contractures du genou



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

Positionnement essentiel et tranquillité d'esprit

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 25°						
COUCHAGE	Jusqu'à 45°						
CAPACITÉ DE POIDS	250 lbs. (114 kg)						
LARGEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	18 in (45 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)
PROFONDEURS DU SIÈGE	15.5 in (39 cm)	17 in (43 cm)	18.5 in (45 cm)	20 in (58 cm)			
HAUTEURS DU SIÈGE (RÉGLABLE)	19.5 in (49 cm)	20.5 in (51 cm)	21.5 in (54 cm)				
HAUTEUR DU DOSSIER	32 in (82 cm)	33.5 in (86 cm)	35 in (89 cm)				
ROULETTES	Roulettes avant ou arrières autobloquantes toutes positions 5 in (12.5 cm)						
	Roulettes arrières directionnelle, autobloquante toutes positions 8 in (20 cm)						
ROUES	Roues mag avant ou arrière 20 in (50 cm), 22 in (55 cm), 24 in (60cm)						
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 ANS						
SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DE PRESSION	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®						



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!

