

## Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- L'inclinaison activée par le soignant permet un repositionnement fréquent et facile
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures
- Son mouvement stimulant et satisfaisant fait de lui un fauteuil tout indiqué pour les patients atteints de troubles de la mémoire



Modèle illustré avec les roues arrière Mag et les repose-jambes pivotants




Le bercement du siège permet de calmer l'agitation et d'absorber les mouvements rigides



L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression



Le mécanisme d'inclinaison situé à l'avant du siège favorise l'orientation visuelle et encourage le mouvement autonome grâce à l'autopropulsion par les pieds



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

**Une mobilité accrue et une liberté recouvrée pour les patients atteints de troubles de la mémoire**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>INCLINAISON</b>	Jusqu'à 33°					
<b>POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ</b>	113 kg (250 lbs)					
<b>LARGEURS DU SIÈGE</b>	39 cm (15.5 in)	40 cm (16 in)	43 cm (17 in)	47 cm (18.5 in)	50 cm (20 in)	
<b>PROFONDEURS DU SIÈGE</b>	43 cm (17 in)	46 cm (18.5 in)	50 cm (20 in)			
<b>HAUTEURS DU SIÈGE (Ajustable)</b>	35 cm (14 in)	38 cm (15 in)	40 cm (16 in)	43 cm (17 in)	45 cm (18 in)	48 cm (19 in)
<b>ROUES - ROUES MAG</b>	Roues arrière Mag 35 cm (20 in) or 55 cm (22 in)					
<b>ROUES - ROULETTES</b>	Roulettes avant à verrouillage total 12 cm (5 in)					
	Roulettes arrière fixes 12 cm (5 in)					
<b>GARANTIE DU CHÂSSIS</b>	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16					
<b>SIÈGE ET DOSSIER RÉDUCTEURS DE PRESSION</b>	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®					



Autres accessoires disponibles: repose-pieds et repose-jambes, assortiment de coussins rembourrés, plateaux et ceintures de positionnement.

**Cliquez ici pour voir accessoires, options de couleurs, bons de commande, et plus encore!**

