

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Réduit le risque de blessure du patient et du personnel soignant pendant le bain
- Les supports de bras amovibles facilitent et sécurisent les transferts
- Les éléments réglables assurent une expérience de bain confortable



L'inclinaison du fauteuil vers l'avant et vers l'arrière permet une manipulation sécuritaire du patient



L'inclinaison et l'allongement du dossier permet un nettoyage du patient complet et en toute sécurité



L'inclinaison antérieure et postérieure permet un positionnement facile de l'utilisateur



Le châssis et les composants inoxydables du fauteuil sont résistants et durables

Sécurité et confort pour les soins d'hygiène

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 12° vers l'arrière Jusqu'à 10° vers l'avant		
COUCHAGE	Jusqu'à 67°		
CAPACITÉ DE POIDS	400 liv. (181kg)		
LARGEURS DU SIÈGE	18 in (40 cm)	22 in (55 cm)	
PROFONDEURS DU SIÈGE	18 in (40 cm)		
HAUTEURS DU SIÈGE	24.5 in (63 cm)		
HAUTEUR DU DOSSIER	26 in (66 cm)		
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis en acier inoxydable 10 ANS		



OPTIONS DE COULEUR POUR LA SANGLE



Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!



Vous avez besoin d'une option robuste?

Le fauteuil de douche et d'aisance bariatrique Revive peut accueillir des utilisateurs pesant jusqu'à 800 liv. (363 kg)!