

### Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Le bon maintien postural réduit la fatigue et l'inconfort du patient



Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs.



L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une de vue vers l'avant, favorisant l'interaction sociale / l'échange.



Le fauteuil est pourvu d'appuis latéraux réglables pour convenir à toute une variété d'utilisateurs.



Le pack de transport WC-19 en option permet un voyage sécurisé du patient.

Montré avec l'option de roue arrière mag 14"

## Fonctionnalités de positionnement avec un design contemporain

### Caractéristiques

Inclinaison	Jusqu'à 40°					
Couchage	Jusqu'à 90°					
Capacité de poids	350 lbs. (158 kg)					
Largeurs du siège	16 in (40 cm)	18 in (45 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)
Profondeurs du siège	17 in (43cm)	18.5 in (46 cm)	20 in (50 cm)	22 in (56 cm)		
Hauteurs du siège	19.5 in (48cm)	20.5 in (51 cm)	22 in (55 cm)	23.5 in (59 cm)		
Roues	<b>Roues arrière Mag</b> 14 in (35 cm), 20 in (50 cm)					
	<b>Roues centrales Mag</b> 14 in (35 cm)					
Châssis garanti à vie	Châssis tubulaire en acier de calibre 16 10 Ans					
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®					
Remboussage standard	Appui-tête, supports d'épaule, coussins latéraux inférieurs, coussin pour siège et dossier avec housse					



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement, des paquets de rembourrage, et bien plus encore!

**Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!**

